



**Zuverlässig,
einfach und sicher**

Unser **IUP-Set**
aus Edelstahl



**Sparen Sie sich die zeit- und kostenintensive
Instrumentenaufbereitung**

Mit unserem neuen IUP-Set sind Sie immer auf der sicheren Seite. Unsere sterilen Einmalinstrumente aus **Edelstahl** ermöglichen Ihnen jederzeit eine professionelle und komfortable Behandlung Ihrer Patientinnen.



Mehr Zeit für Ihre Patientinnen

Unser IUP-Set vereinfacht Ihre Arbeitsprozesse und spart so Zeit und Kosten im Praxisalltag

IUP-Set (Intra-Uterin-Pessar)

Für die Einlage bzw. die Entfernung der Spirale

REF	VPE/VE	PZN
370252	10 Sets	
Inhalt		
1 x Abdecktuch blau, 75 x 90 cm, 2-lagig		
1 x Uterussonde, graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm		
1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm		
1 x Schere Metzenbaum, gerade, stumpf/stumpf, 23 cm		
1 x Pinzette anatomisch, mittelbreit, 25 cm		


Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Einfache Vorbereitung: alle Komponenten in einem Set, inklusive Abdecktuch als sterile Unterlage
- + Zuverlässige Hygiene durch dauerhafte Sterilität und Funktion
- + Jederzeit verfügbar und einsatzbereit
- + Aufwand für die Instrumentenaufbereitung entfällt
- + Eindeutige, fallbezogene Zuordnung
- + Zeit- und Kostenersparnisse

Auch aus ökologischen Gesichtspunkten macht die Nutzung von Einmalinstrumenten Sinn: Unsere Einmalinstrumente werden nach der Nutzung einfach in die vorhandenen Abwurfbehälter entsorgt. Im Rahmen des Entsorgungsprozesses wird der Stahl durch einen Magnetseparator aussortiert und zur Herstellung neuer Produkte verwendet.



Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Fachhändler vor Ort!



Erfahren Sie mehr über uns auf
www.fuhrmann.de



Fuhrmann GmbH
 Gewerbegebiet Bövingen 139
 D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0
 Telefax +49 2245 9196-60
 E-Mail info@fuhrmann.de

Gut beraten. Besser versorgt.