



## Für eine sichere Patientenversorgung!

Verbandstoffe  
von Fuhrmann



Für die medizinische Pflege und Betreuung von Patienten bietet Fuhrmann ein umfangreiches Sortiment an Verbandstoffen und klassischen Produkten für das Wundmanagement.

Verlässliche Produktqualität und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten sowohl dem Pflegebedürftigen als auch dem Fachpersonal höchste Sicherheit und Effizienz bei der Patientenversorgung.

Erfahren Sie mehr über uns auf [www.fuhrmann.de](http://www.fuhrmann.de)



Gut beraten. Besser versorgt.

 **Fuhrmann**<sup>®</sup>

## Fuhrmann Verbandstoffe dienen der einfachen, wirkungsvollen medizinischen Versorgung und bieten höchste Sicherheit und Effizienz für Anwender und Patienten.

Unser Verbandstoffsoriment umfasst Kompressen, Tupfer, Bauchtücher und Binden für die Pflege und Behandlung von Patienten auf Station, im OP und in der ambulanten Versorgung. Speziell für den Bereich Gynäkologie bieten wir Ihnen Schlauchtamponaden und Wattebälle in verschiedenen Größen für die post-operative invasive Wundversorgung an.



### Gyn-Schlauchtamponade

Baumwollwatte umhüllt mit einem Schlauchverband aus Baumwolle, inkl. Rückholband, einfach verpackt, steril

Ausführung	REF	VPE/VE
3 Gramm à 1 Stück	32970	20/240
6 Gramm à 1 Stück	32834	30/120



### Gyn-Schlauchtamponade

Baumwollwatte umhüllt mit einem Schlauchverband aus Baumwolle, inkl. Rückholband, extra weich, einfach verpackt, steril

Ausführung	REF	VPE/VE
6 Gramm à 1 Stück	35381	30/120



### Watteball

Baumwollwatte umhüllt mit 20-fädigem Verbandmull, inkl. Rückholfaden, einfach verpackt, steril


Ausführung	REF	VPE/VE
4 Gramm à 1 Stück	33239	10/120
6 Gramm à 1 Stück	33050	10/120



### Schon gewusst...?

Viele Spezialprodukte wie z. B. unsere Schlauchtamponaden werden bei uns noch von Hand gefertigt. So geht jedes Produkt mehrfach durch die Hände unserer erfahrenen Mitarbeiter, die damit direkte Qualitätskontrollen am Produkt sicherstellen. Dabei setzen wir auf den Standort Europa. In unserem Produktionswerk in Tschechien fertigen wir auf rund 1.000 m<sup>2</sup> Reinraumfläche für Sie unsere Produkte, natürlich in Original Fuhrmann-Qualität!

Überreicht durch:



Fuhrmann GmbH  
Gewerbegebiet Bövingen 139  
D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0  
Telefax +49 2245 9196-60  
E-Mail info@fuhrmann.de

[www.fuhrmann.de](http://www.fuhrmann.de)