



Clevere Produkte für die Pflege

Zuverlässig, jederzeit einsatz-
bereit und hygienisch sicher

Damit die Pflege jeden Tag ein bisschen einfacher für Sie wird!

Unsere Produkte sind perfekt auf Ihre täglichen Abläufe ausgelegt: für eine sichere Patientenversorgung und Ihre Entlastung im Pflegealltag.

Mit unseren cleveren Produkten profitieren Sie gleich mehrfach:

- + Höchste Hygienestandards
- + Einfache Handhabung
- + Sicher in der Anwendung
- + Zuverlässige Qualität

Mehr Zeit



für weitere pflegerische und administrative Tätigkeiten:

- + **psycho-soziale Betreuung**
- + Organisation und Dokumentation





Mundpflege

Unsere praktische Einheit mit Deckel kann über den ganzen Tag genutzt werden und verhindert Verwechslungen durch individuelle Etiketten. Eine hygienisch einwandfreie Lösung!

Hygienisch, praktisch und unverwechselbar.



Mundpflege-Set

REF 340000

VE 32

1 x Kunststoffschale mit Deckel, 500 ml

1 x Kunststoffbecher, 100 ml

10 x Mundpflegestäbchen

1 x Patienten-Etikett

**Optimal auch
zur Versorgung von
MRSA-Patienten**



Wundversorgung

Wenn schnell steril versorgt werden muss, bieten unsere Verbandstoffe sichere und praktische Hilfe.

Schnell, sicher und praktisch.

Mit unseren materialsparenden, selbsthaftenden Verbänden entfällt das weitere Fixieren



Salva Lux

Kohäsive elastische Fixierbinde zum Fixieren von Gipsschienen und Wundauflagen an der oberen und unteren Extremität

Größe	20 m x 8,0 cm
VE	1/12
REF	11107
PZN	10351829



Lister-Verbandschere

Klein

Länge	14,0 cm
Inhalt	20/100
REF	36883-3



Mullkompressen steril

17-fädig aus Baumwolle, entsprechend der DIN EN 14079

Ausführung	10 x 10, 8-fach, à 2
VE	50 x 2/800
REF	31509
PZN	05016402

Katheterisierung

Mit unserem vorkonfektionierten Legeset können Sie besonders schnell reagieren, denn hier haben Sie bereits alles zur Hand, um einfach einen Katheter zu legen.

Steril, einfach und vorkonfektioniert.



Mit einem Handgriff alle Komponenten direkt verfügbar

Katheter-Set

Zum Legen und Wechseln von Kathetern zur Urinableitung

REF 33158

VE 42

1 x Schutzunterlage, 60 x 60 cm, 2-lagig

1 x Kunststoffschale, 500 ml

1 x Kunststoffbecher, 120 ml

2 x Mullkompressen, 7,5 x 7,5 cm, 12-fach

5 x Schlinggazetupfer, 20 x 20 cm



1 x Pinzette, Kunststoff, 12,5 cm, grün

1 x Schlitz-Lochtuch, 45 x 75 cm, 2-lagig

2 x Untersuchungshandschuhe, Größe M, Nitril, puderfrei








Unsere Lösungen für eine sichere Patientenversorgung:

-  **FUHRMANNPLUS**
Service und Beratungskonzepte mit Mehrwert
-  **OP- und Pflege-Sets**
Indikationsbezogen, jederzeit einsetzbar
-  **Verbandstoffe**
Bewährte Qualität und höchste Sicherheit
-  **Sterile Einmalinstrumente**
Wirtschaftlich, einfach, sicher

Warum Fuhrmann?

Wir kümmern uns kompetent, schnell und lösungsorientiert um Ihr Anliegen. Mit einem Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können!

-  Deutscher Mittelstand
-  100% inhabergeführt
-  Höchste Liefersicherheit durch eigene Produktion in Europa
-  Bewährte, sichere Produkte
-  TÜV NORD CERT GmbH als zukunftsicherer Partner für MDR Zertifizierung

Einweg und ökologisches Handeln sind für Sie ein Widerspruch?

Auf den ersten Blick vielleicht, doch lohnt es sich genauer hinzusehen. Durch die Verwendung von bereits recyceltem Stahl für Einmalinstrumente werden in erheblichem Maße natürliche Ressourcen wie z.B. Eisenerz geschont. Nach der Entsorgung über die reguläre Abfalllogistik bleiben über 90% des Materials im Wertstoffkreislauf erhalten. Eine saubere Sache also – für Mensch und Umwelt.



Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Vertriebspartner vor Ort!



Gut beraten. Besser versorgt.



Fuhrmann GmbH
Gewerbegebiet Bövingen 139
D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0
Telefax +49 2245 9196-60
E-Mail info@fuhrmann.de

Erfahren Sie mehr über uns auf www.fuhrmann.de