Sortimentsübersicht Einmalinstrumente





Pinzetten

Anatomische Pinzetten eignen sich besonders zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie zum Beispiel Blutgefäßen oder Nerven.

Chirurgische Pinzetten können durch ihre spitzen Zähne erfasste Gewebeteile oder Materialien sehr gut fixieren. Sie eignen sich daher besonders zum festen und sicheren Fassen von Strukturen.

Atraumatische Pinzetten sind durch ihr feines Zahnprofil besonders gewebeschonend. Trotz geringen Drucks kann bei atraumatischen Pinzetten ein Abgleiten von Gewebe verhindert werden.





Micro-Adson-Pinzette,

anatomisch

| 360000-3 |
|----------|
| 25/125 |
| 12,0 cm |
| |





Adson-Pinzette,

anatomisch

| REF | 36399-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 12,0 cm |





Semken-Pinzette,

| ana | tom | IISCI | n, t | eın |
|-----|-----|-------|------|-----|
| | | | | |

| REF | 360019-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 13,0 cm |





Standard-Pinzette,

anatomisch, schmal

| REF | 38935-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,5 cm |





Standard-Pinzette, anatomisch, schmal

| REF | 36285-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |
| | |





Standard-Pinzette,

anatomisch

| REF | 36279-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |
| Länge | 14,5 cm |





Jansen-Pinzette, anatomisch, bajonettförmig gebogen

| REF | 360022-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 16,0 cm |





Splitterpinzette

| REF | 36400-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,5 cm |





DeBakey-Pinzette,

atraumatisch

| REF | 360001-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 15,0 cm |





Micro-Adson-Pinzette,

chirurgisch

| REF | 360002-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 12,0 cm |





Adson-Pinzette,

chirurgisch

| REF | 36398-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 12,0 cm |





Semken-Pinzette,

chirurgisch, fein

| REF | 36284-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 13,0 cm |





Standard-Pinzette, chirurgisch, mittelbreit

| REF | 36283-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |





Standard-Pinzette,

chirurgisch

| REF | 36282-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |
| | |



Scheren

Unsere Einmal-Scheren dienen zum Schneiden von Fäden und leichtem Verbandmaterial sowie zum Präparieren von Gewebe.

Man unterscheidet Präparierscheren zum Durchtrennen von Gewebe, chirurgische Scheren als Materialscheren und Scheren mit speziellen Zweckbestimmungen wie z. B. die Episiotomieschere für den Dammschnitt, die Nabelschnurschere oder die Verbandschere.



Irisschere, spitz/spitz, gerade



| REF | 36466-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,0 cm |



Irisschere, spitz/spitz, gebogen



| REF | 36977-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,0 cm |





Präparierschere, stumpf/stumpf, gebogen, fein



| REF | 38963-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,5 cm |



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade



| REF | 36287-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen



| REF | 36297-3 | 38659-3 |
|--------|---------|---------|
| Inhalt | 25/125 | 20/100 |
| Länge | 14,5 cm | 20,0 cm |



Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade



| REF | 36292-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |
| | |





Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen

| REF | 36280-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |





Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade

| REF | 36938-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,0 cm |





Lister-Verbandschere, klein

| REF | 36883-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 20/100 |
| Länge | 14,0 cm |





Lister-Verbandschere, groß

| REF | 36882-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 20/100 |
| Länge | 18,0 cm |





Braun-Stadler-Episiotomieschere

| REF | 36937-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,5 cm |





Nabelschnurschere, gebogen

| 00 |
|----|
| cm |
| |





| REF | 360009-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 9,0 cm |





Micro-Federschere

| Inhalt | 20/100 |
|--------|---------|
| Länge | 11,0 cm |



Klemmen


Unsere Einmal-Klemmen sind zum Halten und Fassen von Gewebe und Material vorgesehen. Eine Klemme ist in Größe und Stärke dem Gewebe und Material anzupassen.

Abhängig von Form und Maulinnenfläche unterscheidet man auch hier in anatomische, chirurgische und atraumatische Klemmen und Klemmen mit spezieller Zweckbestimmung, z. B. die Schlauchklemme.



Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen, fein







Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade



| REF | 360005-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 12,5 cm |



Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen



| REF | 36291-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 13,0 cm |
| | |



Pean-Klemme, anatomisch, gerade



| REF | 36401-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,0 cm |
| | |







| 36427-3 |
|---------|
| 20/100 |
| 18,0 cm |
| |



Rochester-Pean-Klemme, anatomisch, gebogen



| REF | 36290-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 16,0 cm |
| | |





Micro-Mosquito-Klemme,







| REF | 360003-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 12,5 cm |
| | |



Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen





12,5 cm

25/125

Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade



| 36402-3 |
|---------|
| 25/125 |
| 14,0 cm |
| |



Schlauchklemme, glattes Maul



| REF | 360010-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 20/100 |
| Länge | 16,5 cm |
| | |



Backhaus-Tuchklemme, stumpf, gebogen



| REF | 360011-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,5 cm |
| | |



Backhaus-Tuchklemme, scharf, gebogen



| REF | 360012-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 11,0 cm |
| | |



Nadelhalter

Unsere Einmal-Nadelhalter dienen zum Halten und Führen von chirurgischen Nadeln beim Vernähen von Wunden und Gewebe.



Halsey-Nadelhalter



| REF | 35713-3 | |
|--------|---------|--|
| Inhalt | 25/125 | |
| Länge | 13,0 cm | |



Mayo-Hegar-Nadelhalter



| REF | 360021-3 | 36281-3 | 360026-3 |
|--------|----------|---------|----------|
| Inhalt | 25/125 | 25/125 | 20/100 |
| Länge | 12,0 cm | 14,0 cm | 18,0 cm |



Nadelhalter mit Schere



| REF | 36289-3 |
|-------|---------|
| nhalt | 25/125 |
| _änge | 14,5 cm |
| | |



Ergänzungsinstrumente

Unsere Einmal-Ergänzungsinstrumente sorgen für noch mehr Vielfalt und Präzision im Bereich der erweiterten Wundversorgung und bei kleinchirurgischen Operationen. Für die medizinischen Fachbereiche bieten wir Einmalinstrumente mit spezieller Zweckbestimmung an.



Weitlaner-Wundspreizer, stumpf, mit Arretierung



| REF | 360013-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 8/40 |
| Länge | 13,0 cm |



scharf, mit Arretierung



Weitlaner-Wundspreizer,



Fox-Wundkürette, Durchmesser 2,5 mm



| REF | 360015-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 14,0 cm |
| | |




Fox-Wundkürette, Durchmesser 3,3 mm






Senn-Miller **Wundhaken-Kombination**







Desmarres-Lidhaken





16,0 cm

25/125

360017-3

Ergänzungsinstrumente



Scharfe-Löffel-Kombination, klein

| REF | 360006-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 16,0 cm |





Scharfe-Löffel-Kombination, mittel

| REF | 360007-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 25/125 |
| Länge | 16,0 cm |





Scharfe-Löffel-Kombination, groß

| 36375-3 | |
|---------|--|
| 25/125 | |
| 17,0 cm | |
| | |





Klammerentferner

| REF | 17725 |
|--------|--------|
| Inhalt | 20/200 |
| Länge | |





Magill-Zange

| REF | 38940-3 | 38618-3 |
|--------|---------|---------|
| Inhalt | 15/75 | 15/60 |
| Länge | 17,0 cm | 25,0 cm |





Kornzange, gebogen

| REF | 360024-3 |
|--------|----------|
| Inhalt | 15/60 |
| Länge | 26,5 cm |
| | |





Kornzange mit Sperre

| REF | 36403-3 |
|--------|---------|
| Inhalt | 20/100 |
| Länge | 20,0 cm |
| | |





Kristeller-Spekulum, 2-teilig

| Inhalt 10/40 | | |
|----------------|------------|--|
| | | |
| Länge 11x2,7cm | 11 x 2,7cm | |



kommt selten allein

... denn in der Regel werden für eine Behandlung weitere Medizinprodukte benötigt wie z.B. zusätzliche Instrumente, Kompressen oder anderes Zubehör. Deshalb sind alle Fuhrmann Einmalinstrumente auch im sterilen Set erhältlich, vom praktischen Naht-Set bis hin zu fachbereichsspezifischen Behandlungseinheiten wie unserem IUP- oder IVOM-Set.

Anstatt alle erforderlichen Bestandteile einzeln

- + zu bestellen
- + zu lagern
- + zu picken
- + steril zu öffnen
- + bereitzustellen
- + zu dokumentieren
- + zu entsorgen

haben Sie mit Set jederzeit alle Komponenten griffbereit - verbunden mit höchster Hygieneund Prozesssicherheit!



Sie benötigen eine für Sie maßgeschneiderte, individuelle Lösung?

Beim Individual-Set werden die Set-Inhalte auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Sprechen Sie mit uns und stellen Sie Ihr individuelles Wunschprodukt zusammen.



Zusätzliche Instrumente für die Set-Konfiguration:

| Pinzette, chirurgisch, Standard | 12,5 cm |
|--|---------|
| Fadenziehschere | 11,5 cm |
| Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen | 20,0 cm |
| Brünings-Zungenspatel | 19,0 cm |
| Lidsperrer, gefenstert, klein | |
| Lidsperrer, gefenstert, mittel | |
| Lidsperrer, geschlossen, groß | |
| Kornzange, gebogen | 18,0 cm |
| Mayo-Hegar-Nadelhalter | 18,0 cm |
| Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade | 23,0 cm |
| Pinzette, anatomisch, mittelbreit | 25,0 cm |
| Uterussonde, graduiert in cm, starr, gebogen | 33,0 cm |
| Schröder-Kugelzange | 25,0 cm |
| | |

Einfach einmalig aufgestellt.

Hervorragende Einmalinstrumente für jede Anforderung



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + Zeit und Kosten sparen
- + Keine Wiederaufbereitung und Dokumentation
- + Jederzeit einsatzbereit und funktionsfähig
- + Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren

- + Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- + Klare Kennzeichnung als Einmalinstrument
- + Einfache Entsorgung und Rückführung in den Wertstoffkreislauf



Erfahren Sie mehr: www.fuhrmann-einmalinstrumente.de

Fuhrmann GmbH Bövingen 139 D-53804 Much Telefon +49 2245 9196-0 Telefax +49 2245 9196-60 E-Mail info@fuhrmann.de



