

Sortimentsübersicht Einmalinstrumente



Einfach einmalig aufgestellt.



 **Fuhrmann**[®]

Gut beraten. Besser versorgt.

Pinzetten

Anatomische Pinzetten eignen sich besonders zum schonenden Fassen leicht verletzlicher Strukturen wie zum Beispiel Blutgefäßen oder Nerven.

Chirurgische Pinzetten können durch ihre spitzen Zähne erfasste Gewebeteile oder Materialien sehr gut fixieren. Sie eignen sich daher besonders zum festen und sicheren Fassen von Strukturen.

Atraumatische Pinzetten sind durch ihr feines Zahnprofil besonders gewebeschonend. Trotz geringen Drucks kann bei atraumatischen Pinzetten ein Abgleiten von Gewebe verhindert werden.



Micro-Adson-Pinzette, anatomisch




Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360000-3



Adson-Pinzette, anatomisch



Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36399-3



Semken-Pinzette, anatomisch, fein



Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360019-3



Standard-Pinzette, anatomisch, schmal



Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	38935-3



Standard-Pinzette, anatomisch, schmal



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36285-3



Standard-Pinzette, anatomisch



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36279-3





Jansen-Pinsetze, anatomisch, bajonettförmig gebogen

Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360022-3



Splitterpinsetze

Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36400-3



DeBakey-Pinsetze, atraumatisch

Länge	15,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360001-3



Micro-Adson-Pinsetze, chirurgisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360002-3



Adson-Pinsetze, chirurgisch

Länge	12,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36398-3



Semken-Pinsetze, chirurgisch, fein

Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36284-3



Standard-Pinsetze, chirurgisch, mittelbreit

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36283-3



Standard-Pinsetze, chirurgisch

Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36282-3



Scheren

Unsere Einmal-Scheren dienen zum Schneiden von Fäden und leichtem Verbandmaterial sowie zum Präparieren von Gewebe.

Man unterscheidet Präparierscheren zum Durchtrennen von Gewebe, chirurgische Scheren als Materialscheren und Scheren mit speziellen Zweckbestimmungen wie z. B. die Episiotomieschere für den Dammschnitt, die Nabelschnurschere oder die Verbandschere.



Irisschere, spitz/spitz, gerade



Länge	11,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36466-3



Irisschere, spitz/spitz, gebogen



Länge	11,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36977-3



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, fein



Länge	11,5 cm
Inhalt	25/125
REF	38963-3



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gerade



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36287-3



Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen



Länge	14,5 cm	20,0 cm
Inhalt	25/125	20/100
REF	36297-3	38659-3



Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gerade



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36292-3





Chirurgische Schere, stumpf/spitz, gebogen

Länge 14,5 cm

Inhalt 25/125

REF 36280-3



Chirurgische Schere, spitz/spitz, gerade

Länge 14,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36938-3



Lister-Verbandschere, klein

Länge 14,0 cm

Inhalt 20/100

REF 36883-3



Lister-Verbandschere, groß

Länge 18,0 cm

Inhalt 20/100

REF 36882-3



Braun-Stadler- Episiotomieschere

Länge 14,5 cm

Inhalt 25/125

REF 36937-3



Nabelschnurschere, gebogen

Länge 16,0 cm

Inhalt 20/100

REF 360008-3



Nagelschere, gebogen

Länge 9,0 cm

Inhalt 25/125

REF 360009-3



Micro-Federschere

Länge 11,0 cm

Inhalt 20/100

REF 360029-3



Klemmen

Unsere Einmal-Klemmen sind zum Halten und Fassen von Gewebe und Material vorgesehen. Eine Klemme ist in Größe und Stärke dem Gewebe und Material anzupassen.

Abhängig von Form und Maulinnenfläche unterscheidet man auch hier in anatomische, chirurgische und atraumatische Klemmen und Klemmen mit spezieller Zweckbestimmung, z. B. die Schlauchklemme.



Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen

Länge 12,5 cm

Inhalt 25/125

REF 38942-3



Micro-Mosquito-Klemme, anatomisch, gerade

Länge 12,5 cm

Inhalt 25/125

REF 360005-3



Halsted-Mosquito-Klemme, anatomisch, gebogen

Länge 13,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36291-3



Pean-Klemme, anatomisch, gerade

Länge 14,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36401-3



Pean-Klemme, anatomisch, gerade

Länge 18,0 cm

Inhalt 20/100

REF 36427-3



Rochester-Pean-Klemme, anatomisch, gebogen

Länge 16,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36290-3



Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gerade

Länge 12,5 cm

Inhalt 25/125

REF 360003-3



Micro-Mosquito-Klemme, chirurgisch, gebogen

Länge 12,5 cm

Inhalt 25/125

REF 360004-3



Kocher-Klemme, chirurgisch, gerade

Länge 14,0 cm

Inhalt 25/125

REF 36402-3



Schlauchklemme, glattes Maul

Länge 16,5 cm

Inhalt 20/100

REF 360010-3




Backhaus-Klemme, stumpf, gebogen

Länge 11,5 cm

Inhalt 25/125

REF 360011-3



Backhaus-Klemme, scharf, gebogen

Länge 11,0 cm

Inhalt 25/125

REF 360012-3



Nadelhalter

Unsere Einmal-Nadelhalter dienen zum Halten und Führen von chirurgischen Nadeln beim Vernähen von Wunden und Gewebe.



Halsey-Nadelhalter



Länge	13,0 cm
Inhalt	25/125
REF	35713-3



Mayo-Hegar-Nadelhalter



Länge	12,0 cm	14,0 cm	18,0 cm
Inhalt	25/125	25/125	20/100
REF	360021-3	36281-3	360026-3



Nadelhalter mit Schere



Länge	14,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36289-3



Ergänzungsinstrumente

Unsere Einmal-Ergänzungsinstrumente sorgen für noch mehr Vielfalt und Präzision im Bereich der erweiterten Wundversorgung und bei klein chirurgischen Operationen. Für die medizinischen Fachbereiche bieten wir Einmalinstrumente mit spezieller Zweckbestimmung an.



Weitlaner-Wundspreizer, stumpf, mit Arretierung

Länge	13,0 cm
Inhalt	8/40
REF	360013-3



Weitlaner-Wundspreizer, scharf, mit Arretierung

Länge	13,0 cm
Inhalt	8/40
REF	360014-3



Fox-Wundkürette, Durchmesser 2,5 mm

Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360015-3



Fox-Wundkürette, Durchmesser 3,3 mm

Länge	14,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360016-3




Senn-Miller Wundhaken-Kombination

Länge	16,5 cm
Inhalt	25/125
REF	36419-3



Desmarres-Lidhaken

Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360017-3





Scharfe-Löffel-Kombination, klein

Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360006-3




Scharfe-Löffel-Kombination, mittel

Länge	16,0 cm
Inhalt	25/125
REF	360007-3



Scharfe-Löffel-Kombination, groß

Länge	17,0 cm
Inhalt	25/125
REF	36375-3



Klammerentferner

Länge	
Inhalt	20/200
REF	17725




Magill-Zange

Länge	17,0 cm	25,0 cm
Inhalt	15/75	15/60
REF	38940-3	38618-3



Kornzange mit Sperre, gebogen

Länge	26,5 cm
Inhalt	15/60
REF	360024-3



Kornzange mit Sperre

Länge	20,0 cm
Inhalt	20/80
REF	36403-3



Kristeller-Spekulum, 2-teilig

Länge	11 x 2,7cm
Inhalt	10/40
REF	360018-3



Ein Instrument kommt selten allein ...

... denn in der Regel werden für eine Behandlung weitere Medizinprodukte benötigt wie z. B. zusätzliche Instrumente, Kompressen oder anderes Zubehör. Deshalb sind alle Fuhrmann Einmalinstrumente auch im sterilen Set erhältlich, vom praktischen Naht-Set bis hin zu fachbereichsspezifischen Behandlungseinheiten wie unserem IUP- oder IVOM-Set.

Anstatt alle erforderlichen Bestandteile einzeln

- + zu bestellen
- + zu lagern
- + zu picken
- + steril zu öffnen
- + bereitzustellen
- + zu dokumentieren
- + zu entsorgen

haben Sie mit **1** Set jederzeit alle Komponenten griffbereit – verbunden mit höchster Hygiene- und Prozesssicherheit! ✓

Sie benötigen eine für Sie maßgeschneiderte, individuelle Lösung?

Beim Individual-Set werden die Set-Inhalte auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Sprechen Sie mit uns und stellen Sie Ihr individuelles Wunschprodukt zusammen.



Zusätzliche Instrumente für die Set-Konfiguration:

Pinzette , chirurgisch, Standard	12,5 cm
Fadenziehschere	11,5 cm
Metzenbaum-Schere , stumpf/stumpf, gebogen	20,0 cm
Brünings-Zungenspatel	19,0 cm
Lidsperrerr , gefenstert, klein	
Lidsperrerr , gefenstert, mittel	
Lidsperrerr , geschlossen, groß	
Kornzange , gebogen	18,0 cm
Mayo-Hegar-Nadelhalter	18,0 cm
Metzenbaum-Schere , stumpf/stumpf, gerade	23,0 cm
Pinzette , anatomisch, mittelbreit	25,0 cm
Uterussonde , graduiert in cm, starr, gebogen	33,0 cm
Schröder-Kugelzange	25,0 cm

Einfach einmalig aufgestellt.

Hervorragende Einmalinstrumente für jede Anforderung

Wirtschafts-
wunder



Sauberermann



Spitzenkraft



Multitalent



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + Zeit und Kosten sparen
- + Keine Wiederaufbereitung und Dokumentation
- + Jederzeit einsatzbereit und funktionsfähig
- + Sterile Sicherheit von bis zu 3 Jahren
- + Ausschluss von Kreuzkontaminationen
- + Klare Kennzeichnung als Einmalinstrument
- + Einfache Entsorgung und Rückführung in den Wertstoffkreislauf



Überreicht durch:



Erfahren Sie mehr:

www.fuhrmann-einmalinstrumente.de

Fuhrmann GmbH
Bövingen 139
D-53804 Much

Telefon +49 2245 9196-0
Telefax +49 2245 9196-60
E-Mail info@fuhrmann.de

 **Fuhrmann**[®]

Gut beraten. Besser versorgt.